

buona

# dacriovis dacrionet

Gocce Oculari

Gocce oculari sterili per la lubrificazione e l'idratazione di occhi irritati.

Garze Oftalmiche

Garze oftalmiche monouso per la detersione anche quotidiana dell'occhio dell'adulto e del bambino, coadiuvanti in caso di blefariti e congiuntiviti.



Dispositivo Medico Sterile **CE**  
0051



Dispositivo Medico Monouso **CE**

BUONA  
SI PRENDE  
CURA  
DEI SUOI  
OCCHI

# Dacrionet

## COSA È DACRIONET E QUANDO VIENE USATO

DACRIONET sono garze oftalmiche monouso imbevute di una soluzione a base di Acido Ialuronico ed Aloe Vera.

Hanno un'azione detergente, idratante, emolliente e lenitiva della zona palpebrale e delle ciglia; quindi sono utili per la detersione anche quotidiana dell'area perioculare dell'adulto e del bambino nel rispetto del pH fisiologico dell'occhio.

Le garze DACRIONET sono adatte in presenza di desquamazione cutanea, dovuta a fenomeni infiammatori o allergici delle palpebre, e come coadiuvante in caso di blefariti e blefarocongiuntiviti. Inoltre, sono utili per la rimozione di residui di cosmetici dalle palpebre e dalle ciglia.

Possono essere utilizzate anche da portatori di lenti a contatto.

DACRIONET è un prodotto monouso.

## COSA CONTIENE DACRIONET

Garza in tessuto non tessuto anallergico imbevuta di soluzione detergente isotonica a pH 7,2 con Acido Ialuronico ed Aloe Vera.

*Senza Alcool e senza Paraben*

*NON CONTIENE: Clorexidina, Thimerosal, Benzalconio Cloruro, Fenossietanolo.*

## COME UTILIZZARE DACRIONET

- Lavarsi accuratamente le mani;
- Aprire la bustina partendo dall'invito di taglio pre-inciso;
- Estrarre la garza ed applicarla sull'area perioculare, massaggiando e detergendo delicatamente le ciglia e le palpebre;

In presenza di secrezioni e di residui persistenti sulle palpebre e sulle ciglia, è preferibile ammorbidirli prima di rimuoverli, esercitando delicati movimenti verso l'esterno; scaldare eventualmente la bustina chiusa in acqua tiepida (40 °C circa) per qualche minuto, utilizzare la garza come impacco caldo e poi effettuare un massaggio delicato.

Ciò può essere particolarmente utile in caso di occlusione del canalicolo lacrimale.

Dispositivo Medico Monouso **CE**



## ACIDO IALURONICO E ALOE VERA

L'Acido Ialuronico è un polisaccaride lineare ad alto peso molecolare, ottenuto dalla fermentazione batterica di *Bacillus Subtilis* e costituito dalla ripetizione di unità disaccaridiche di acido D-glucuronico e N-acetil-D-glucosammina. È una molecola presente nei tessuti di tutti i mammiferi, dotata di elevate proprietà viscoelastiche e grande capacità di idratazione. È in grado di rifornire e stabilizzare il film lacrimale e di promuovere la rigenerazione cellulare.

L'Aloe Vera, appartenente alla famiglia delle Liliaceae, è una pianta grassa perenne, alta fino ad 1 metro, che cresce su terreni asciutti e sabbiosi. Dalle sue foglie viene estratto un succo denso, concentrato e gelificato, ricco in polisaccaridi, che ha un'azione umettante.

# Dacriovis

## COSA È DACRIOVIS E QUANDO VIENE USATO

DACRIOVIS è una soluzione oftalmica sterile, contenente estratti fluidi di Matricaria Chamomilla ed Euphrasia Officinalis, da tempo utilizzati per il trattamento di occhi sensibili ed irritati. DACRIOVIS è utile in caso di:

Alterazioni non traumatiche/patologiche del film lacrimale;

- Secchezza oculare;
- Sensazione di corpo estraneo dovuta a esposizione a vento e polvere;
- Ambienti fumosi o con aria condizionata;
- Affaticamento causato da prolungata attività al computer o alla guida;
- Uso prolungato di lenti a contatto;
- Congiuntivite;
- Occhi rossi;
- Bruciore occhi;
- Allergia occhi;
- Prurito occhi;
- Occhio secco;

Le sue proprietà lenitive, lubrificanti, idratanti e rinfrescanti rendono la formulazione particolarmente adatta all'uso nel bambino e in caso di lenti a contatto indossate.

DACRIOVIS, gocce oculari, è un prodotto sterile.

## COSA CONTIENE DACRIOVIS

Estratto fluido di Matricaria Chamomilla ed estratto fluido di Euphrasia Officinalis.

*NON CONTIENE: Clorexidina, Thimerosal, Benzalconio Cloruro, Fenossietanolo.*

## COME UTILIZZARE DACRIOVIS

Instillare alcune gocce di DACRIOVIS per ogni occhio più volte al giorno.

Si può utilizzare DACRIOVIS per più giorni consecutivi.

DACRIOVIS può essere utilizzato anche con lenti a contatto indossate o, prima dell'applicazione, si possono instillare alcune gocce direttamente nell'occhio.

Dispositivo Medico Sterile   
0051



## EUPHRASIA E CAMOMILLA

L'Euphrasia Officinalis (della famiglia delle Orobanchaceae) è una piccola pianta erbacea, ampiamente utilizzata nella medicina tradizionale per il trattamento dei problemi oftalmici.

La Matricaria Chamomilla (della famiglia delle Asteraceae) è una pianta erbacea annuale, tipica dell'Europa, dell'Asia e della Russia, dai cui fiori si ottengono infusi notoriamente utilizzati per i loro effetti blandamente sedativi.



# dacriovis

Gocce Oculari



## GOCCE OCULARI

Occhi irritati

### INDICAZIONI

- Congiuntiviti e Blefariti
- Secchezza oculare
- Occhi arrossati

Instillare alcune gocce per ogni occhio, più volte al dì.  
Può essere utilizzato per più giorni consecutivi.

Dispositivo Medico Sterile **CE**  
0051

# dacrionet

Garze Oftalmiche



## 16 GARZE OFTALMICHE MONOUSO

Deterzione anche quotidiana dell'occhio dell'adulto e del bambino.

### INDICAZIONI

- Desquamazione da infiammazione e allergia
- Congiuntiviti, Blefariti e Dacriocistite

Utilizzare la garza per detergere l'area perioculare al bisogno, anche più volte al dì.

Un'accurata deterzione oculare con garze riduce il rischio di trasmissione delle infezioni.

Dispositivo Medico Monouso **CE**

V30000416



Dacriovis e Dacrionet sono Dispositivi Medici **CE**  
Leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso.  
Autorizzazione del 27 settembre 2016

[www.buona.it](http://www.buona.it)  
Steve Jones srl

Sesto Fiorentino (FI)  
[info@stevejones.it](mailto:info@stevejones.it)